


## **GRÁFICO COMPARATIVO**

A seguir gráfico comparativo entre Thermo-x e reboco comum.



<b>Ensaio - Corpo de prova reboco (1,5 cm)</b>
Temperatura face interna (dentro do gerador) = 55°C ± 5°C
Temperatura ambiente: 17 °C ± 1°, medição cada 2 min.

<b>Ensaio - Corpo de prova Thermo-x (1,5 cm)</b>
Temperatura face interna dentro do gerador = 55°C ± 5°
Temperatura ambiente: 17°C ± 1°, medição cada 2 min